

TIMEWALKER®

LIGNE LASER

Fotona4D®

LIFTING NON INVASIF DU VISAGE AU LASER

Fotona[•]
choose perfection

TIME **WALKER**TM

LIGNE LASER


Fotona4D[®]

TECHNOLOGIE
DE LASER ESTHÉTIQUE
DE NOUVELLE
GÉNÉRATION

UNE COMBINAISON
LASER UNIQUE DÉDIÉE
AUX PROCÉDURES NON
INVASIVES DE LIFTING DU
VISAGE

- Technologie optimisée pour les traitements du visage : Fotona4D[®], SmoothEye[®] et LipLase[®]
- L'alimentation ASP exclusive fournit des modes laser optimaux pour les traitements du visage
- Lentilles du profil de faisceau « en chapeau haut-de-forme » pour des traitements uniformes aux résultats prévisibles
- Accès instantané aux traitements préprogrammés





Er:YAG (2940 nm)
et
Nd:YAG (1064 nm)

Bras Fotona
Optoflex®
breveté

Interface utilisateur
guidée, simple à
utiliser

ACCESSOIRES
EN TITANE
SPÉCIALISÉS



PS03X



Adaptateur LA



R33-T



R30Y

Pédale de
commande sans fil






UN LIFTING NATUREL DU VISAGE SANS CHIRURGIE NI ÉVICTION SOCIALE

Fotona4D® est une approche globale à quatre dimensions du rajeunissement qui traite les structures du tissu conjonctif de la peau profondes, moyennes et superficielles tout en ciblant les imperfections, apportant ainsi :


- Un rafraîchissement et un raffermissement instantanés
 - Une texture de peau rajeunie
 - Une amélioration continue jusqu'à six mois après le traitement
 - Un investissement dans la qualité de la peau
-

Fotona4D® associe de manière unique les traitements intra-oraux et externes, en commençant par la technologie Fotona SMOOTH® pour une stimulation collagénique sûre et non invasive, résultant en une apparence naturelle et rajeunie.





4D



ÉTAPE 4
SupErificial™

Peeling léger pour
une texture
rajeunie et de l'éclat

3D



ÉTAPE 3
PIANO®

Chauffage doux
pour raffermir et
lisser

2D



ÉTAPE 2
FRAC3®

Un ciblage
spécifique
d'imperfections
profondes

1D



ÉTAPE 1
SmoothLiftin®

Traitement
intra-oral
non ablatif




QUATRE ÉTAPES POUR LE RAJEUNISSEMENT DE QUATRE « DIMENSIONS » DU VIEILLISSEMENT DU VISAGE

ÉTAPE 1

SmoothLiftin® Er:YAG

Grâce à l'utilisation de la technologie SMOOTH™ Er:YAG brevetée pour un traitement intra-oral non ablatif pionnier du secteur, TimeWalker® est en mesure de délivrer une énergie contrôlée et modérée qui améliore les sillons nasogéniens, les rides péri-orales et les joues tombantes, tout en offrant un raffermisssement du visage et un effet rajeunissant de l'intérieur vers l'extérieur.



ÉTAPE 2

FRAC3 Nd:YAG

La technologie FRAC3® révolutionnaire produit des motifs fractionnels tridimensionnels dans l'épiderme et le derme, ciblant de manière sélective des chromophores tissulaires spécifiques pour le traitement des imperfections cutanées plus profondes liées à l'âge, déclenchant la néocollagénèse et la cicatrisation sans endommager l'épiderme, quel que soit le type de peau.



ÉTAPE 3

PIANO Nd:YAG

Le mode PIANO nouvelle génération ultra-étendu assure un chauffage ciblé profond pour un raffermisssement sûr et contrôlé du derme et de l'épiderme, tout en épargnant à la peau des dommages thermiques inutiles.



ÉTAPE 4

Peeling léger Er:YAG

La dernière étape de ce traitement complet consiste en un peeling léger Er:YAG à froid, exact et précis qui améliore l'apparence de la peau, réduit les imperfections superficielles et redonne une texture plus jeune à la peau, pour un teint éclatant.



FOTONA4D®

PHOTOS DE PATIENTS AVANT ET APRÈS



Avec l'aimable autorisation du Dr Ivan Peev




Avec l'aimable autorisation du Dr A. Gaspar





Avec l'aimable autorisation du Dr A. Gaspar



Avec l'aimable autorisation du Dr A. Gaspar



Avec l'aimable autorisation du Dr H. Shiffman




Avec l'aimable autorisation du Dr Fernandez

SmoothEye®

UNE MODALITÉ DE TRAITEMENT FOTONA SMOOTH® POUR LE RAFFERMISSEMENT DE LA RÉGION PÉRI-OCULAIRE


- Un rafraîchissement et un raffermissement instantanés
- Stimule le remodelage du collagène et amorce la néocollagénèse
- Peu ou pas de délai de rétablissement
- Doux, rapide et non invasif
- Sécurité et contrôle précis




Avec l'aimable autorisation du Dr Tania Phillips



Avec l'aimable autorisation de Jolanda Grayling



Avec l'aimable autorisation du Dr Pham Huu Nghi



Avec l'aimable autorisation du Dr Jong-Gu Kim





LipLase®

REPULPAGE NON INVASIF POUR DES LÈVRES PLUS ÉPAISSES SANS PRODUITS INJECTABLES

- Des lèvres plus pleines et plus lisses
- Stimule le remodelage du collagène
- Déclenche la synthèse de nouveau collagène
- Pas de délai de rétablissement



Avec l'aimable autorisation de Jolanda Grayling



Avec l'aimable autorisation du Dr H. Shiffman



Avec l'aimable autorisation du Dr N. Teovska Mitrevska

TÉMOIGNAGES



« J'ai été impressionné par la polyvalence et l'efficacité de Fotona4D, en particulier par le chauffage ciblé en mode PIANO. Je peux chauffer la peau de manière beaucoup plus efficace qu'avec n'importe quel équipement actuellement disponible. Je suis gagnant en termes de temps, de crème anesthésiante et de prise en charge de la douleur. D'après mon expérience, c'est l'une des méthodes de raffermissment de la peau les plus efficaces et les moins coûteuses. Fotona4D® offre plus à nos patients et à nos cabinets et nous permet d'atteindre nos objectifs. »

— Dr Mark B. Taylor



UN CHOIX MULTIDIMENSIONNEL

« Le lifting du visage Fotona4D® apporte au médecin un nouveau traitement non invasif puissant. Grâce à Fotona4D®, nos patients disposent désormais d'un choix multidimensionnel d'options thérapeutiques sûres et efficaces pour leurs besoins esthétiques. Le traitement par Fotona4D® est confortable et indolore et ne nécessite pas de consommables ou d'éviction sociale. »

— Dr Adrián Gaspar



DES RÉSULTATS NATURELS

« J'aime proposer à mes patients des résultats naturels durables. Je suis en mesure de raffermir, de donner du volume et de rétablir la production de collagène au niveau du visage tout en améliorant la carnation et la texture pour une apparence plus jeune, sans les risques liés aux produits injectables ni éviction sociale. Mes patients sont ravis de l'«éclat naturel» de leur nouvelle peau ! »

— Dr Tania Phillips



« Le lifting du visage Fotona4D® s'attaque aux problèmes de relâchement des joues et autour de la bouche que d'autres systèmes ou interventions chirurgicales auront du mal à résoudre. Cette procédure est relativement indolore et n'entraîne pas d'éviction sociale. »

— Dr Hong Tan

UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU



- Dispensée par d'éminents experts internationaux en matière de laser
- Démonstrations en direct et travaux pratiques
- Découverte de tous les domaines d'application des lasers médicaux
- Excellente opportunité de partage d'expérience

Pour tirer le meilleur parti de votre système TimeWalker®, nos ateliers pour praticiens, co-organisés avec la Laser and Health Academy, proposent des démonstrations pratiques de nos lasers par des experts cliniques internationaux. Fotona travaille également en étroite collaboration avec d'autres organismes de formation de premier plan dans le domaine des lasers médicaux afin de proposer des formations supplémentaires de haut niveau qui vous aideront à devenir un spécialiste du laser.



www.laserandhealth.com

LASER AND HEALTH ACADEMY

L'Académie des lasers et de la santé (LA&HA®) est un organisme à but non lucratif voué à la promotion de la recherche, de la formation et de la publication dans le domaine de la médecine au laser.

RECHERCHE : LA&HA® collabore avec le secteur, les professionnels de santé et les universités sur des projets visant à développer et à améliorer les applications laser.

FORMATION : LA&HA® sert de plateforme pour la formation continue, dispensée par des conférenciers expérimentés dans le cadre d'ateliers et séminaires variés, l'accent étant mis sur l'enseignement pratique et la démonstration des techniques et procédures laser.

www.laserandhealth.com/en/journal/

La passion de l'ingénierie

LES SYSTÈMES LASER LES PLUS PERFORMANTS ET LES MIEUX FABRIQUÉS AU MONDE

depuis 1964

Fondée en 1964, seulement quatre ans après l'invention du tout premier laser, Fotona est l'une des sociétés les plus expérimentées dans le développement de systèmes laser de haute technologie. Fotona est à ce jour le leader mondial en lasers médicaux, reconnu pour ses systèmes laser innovants et récompensés pour des applications en esthétique et dermatologie, odontologie, chirurgie et gynécologie. Implantée dans l'Union européenne, aux États-Unis et en Chine, la société Fotona a pour philosophie la recherche constante de la perfection pour garantir la performance et l'efficacité maximales de ses dispositifs médicaux.

Fotona, d. o. o.
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovénie
UE

Fotona, LLC
2307 Springlake Road
#518
Dallas, TX 75234
ÉTATS-UNIS

Fotona GmbH
Hohlbachweg 2
73344 Gruibingen
Allemagne
UE

Fotona France SARL
47 Boulevard de Courcelles
75008 Paris
France
UE

Fotona Beauty Light, (Suzhou)
Medical Devices Co, Ltd.
No 2, Zengfu Road, Guli Town
Changshu City, Jiangsu Province
CHINE, 215515



Tous les lasers médicaux Fotona sont marqués CE et autorisés à être vendus dans l'Union européenne. Pour les pays où des homologations ou autorisations nationales spécifiques sont requises, certains produits et/ou applications n'ont peut-être pas encore été autorisés. Veuillez vérifier auprès de la société Fotona, du distributeur local de Fotona ou de l'autorité réglementaire nationale si un produit ou une application spécifique est disponible à la vente et utilisé dans votre pays.

Pour les brevets correspondants, rendez-vous sur www.fotona.com/patents

www.fotona.com



CE
0123
M021-5AF/1
M002-6A/2