



Glow Up mit Fotona

Die Stärke hochwertiger Kombinationslaserbehandlungen

Erzielen Sie einen makellosen Glow in nur einer effizienten Sitzung mit den fortschrittlichen Kombinationslaserbehandlungen von Fotona. Behandeln Sie gleichzeitig Pigmentstörungen, Gefäßanomalien, unregelmäßigen Hutton, Hauterschaffung (Laxizität) und Teintprobleme – alles mit minimaler Regenerationszeit. Dank der Synergie komplementärer Lasertechnologien können Fachkräfte umfassende, natürlich aussehende Ergebnisse mit Präzision, Konsistenz und hoher Patientenzufriedenheit erzielen.

Fotona
choose perfection

Das perfekte Duo: Dynamis® + StarWalker®

Die Lasersysteme Dynamis® und StarWalker® von Fotona bieten eine erstklassige Kombination von Technologien:

- **Dynamis® Family**

- Vielseitige Laserplattformen für ein breites Anwendungsspektrum mit über 100 Behandlungsoptionen
- Ideal für tiefenwirksame Kollagenstimulation, Straffung, Verjüngung und vaskuläre Indikationen
- Fortschrittliche „Nd:YAG & Er:YAG“-Modalitäten mit unübertroffener Präzision und Kontrolle

- **StarWalker® Family**

- Photoakustische Lasersysteme für überragende Pigmententfernung und Verfeinerung der Hauttextur
- Ultrakurze Pikosekundenpulse, die effektiv auf Pigmente abzielen und gleichzeitig das umgebende Gewebe schonen

Das Ergebnis:

Hochwertige, umfassende Kombinationsbehandlungen, die auf den Hauttyp, die Bedürfnisse und die erwartete Regenerationszeit jedes einzelnen Patienten zugeschnitten sind.

Warum Glow Up mit Fotona wählen?

Die Lasersysteme Dynamis® und StarWalker® von Fotona bieten eine erstklassige Kombination von Technologien:

- Behandeln Sie mehrere Hautprobleme ganzheitlich mit intelligenten kombinierten Laserbehandlungen
- Minimieren Sie die Regenerationszeit und erhöhen Sie die Patientenzufriedenheit
- Sorgen Sie für natürlich aussehende Ergebnisse und den charakteristischen Fotona Glow
- Bieten Sie erstklassige, hochwertige Behandlungspakete an
- Personalisieren Sie die Behandlungsprotokolle je nach Alter und Hauttyp

Tipp:

Setzen Sie Ihrer Praxis keine Grenzen mit eindimensionalen Verfahren. Kombinieren Sie Technologien, um die Ergebnisse und Patientenzufriedenheit zu maximieren.

Signature Fotona4GLOW™ Behandlung

2 Laser. 4 Schritte. 1 perfekter Glow.

Minimal-invasive kombinierte Laserbehandlung für die Verbesserung von Pigmentierung, Textur, Teint und Hautstraffheit mit minimaler Regenerationszeit.

Behandlungsprotokoll:

Schritt 1: Tonisierung zur Verbesserung der Pigmentierung und des gesamten Teints mit StarWalker® PICO Pro

Schritt 2: FRAC3® zur Stimulation von Kollagen-Remodelling und Kollagen-Neubildung, zur Reduzierung von Rötungen und zur Milderung von Hautunreinheiten mit Dynamis® Max

Schritt 3: PIANO zur Erzielung einer tiefen, gleichmäßigen Erwärmung für eine effektive Hautstraffung und Verjüngung mit Dynamis® Max

Schritt 4: FracTAT® zur Verbesserung der Hauttextur und (Entfernung) Optimierung des Glows mit StarWalker® PICO Pro

Warum Fotona4GLOW™?

- Alles in weniger als 30 Minuten
- Bekämpft mehrere Anzeichen von Hautalterung (Teint, Hauttextur, feine Linien, Hauterschaffung, Strahlkraft)
- 4-in-1-Behandlung für optimale Ergebnisse
- Für alle Hauttypen geeignet
- Perfekt für proaktive Hautpflege und Verjüngung

Vorher und nachher



Vorher



Nachher

Mit freundlicher Genehmigung von Fotona



Vorher



Nachher

Mit freundlicher Genehmigung von Fotona

Was sagen Ärzte?



„Das Kombinieren der Systeme Dynamis® und StarWalker® ist nicht bloß die Verwendung zweier Laser. Es geht um die Behandlung der Haut als ganzheitliches System. StarWalker® wirkt in erster Linie durch photoakustische Effekte. Es reduziert Pigmentflecken und verbessert die gesamte Hautqualität durch laserinduzierten optischen Abbau mit minimaler thermischer Belastung für das Gewebe. Dynamis® bietet ein kontrolliertes thermisches Remodelling, sorgt für eine Straffung des Gewebes sowie für eine Neustrukturierung tieferer Hautschichten und ermöglicht eine Gewebeerneuerung mit höchster Präzision. Der gemeinsame Einsatz dieser zwei Systeme erzielt eine geringere Regenerationszeit und konsistente und überragende Ergebnisse. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine einfache Kombination von Geräten handelt. Es handelt sich um eine physikalisch basierte Synergie.“

Dr. Lucas Chia

Wählen Sie Ihre Kombination aus zwei Plattformen

StarWalker®-Plattformen

- Dynamis® Max
- SP Dynamis® Nx Line
- SP Dynamis®



Dynamis®-Plattformen

- StarWalker® PICO Pro
- StarWalker® MaQX
- StarWalker® MaXQ Pro
- StarWalker® PQX



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen, auch zu Workshops und Webinaren.



Fotona[•]
choose perfection

www.fotona.com
Info@fotona.com