



Glow up con Fotona

Il potere dei trattamenti laser combinati premium

Ottieni una luminosità perfetta in una sola seduta efficace grazie alla combinazione di trattamenti laser avanzati di Fotona. Tratta contemporaneamente pigmentazione, irregolarità vascolari, tono non uniforme, lassità e problemi di texture, il tutto con tempi di recupero minimi. Utilizzando la sinergia di tecnologie laser complementari, ogni professionista può ottenere risultati completi e naturali con precisione, coerenza e un'elevata soddisfazione del paziente.

Fotona
choose perfection

Vieni a scoprire il duo perfetto: Dynamis® + StarWalker®

I sistemi laser Dynamis® e StarWalker® di Fotona offrono una combinazione di tecnologie premium:

- **Gruppo Dynamis®**

- Piattaforme laser versatili multi-applicazione, che offrono oltre 100 opzioni di trattamento
- Ideali per la stimolazione del collagene nei tessuti profondi, il rassodamento, il ringiovanimento e le indicazioni vascolari
- Modalità Nd:YAG ed Er:YAG avanzate, che offrono precisione e controllo ineguagliabili

- **Gruppo StarWalker®**

- Sistemi laser fotoacustici progettati per rimuovere i pigmenti e migliorare la texture con un'efficacia superiore
- Impulsi ultra-brevi di picosecondi, che trattano in modo efficace il pigmento, preservando il tessuto circostante

Il risultato:

Trattamenti combinati completi e di alto valore, personalizzati secondo il tipo di pelle, le esigenze e le aspettative di ciascun paziente rispetto ai tempi di recupero.

Perché scegliere i protocolli di glow up con Fotona?

I sistemi laser Dynamis® e StarWalker® di Fotona offrono una combinazione di tecnologie di alta qualità:

- Trattano molteplici problemi della pelle in modo olistico con trattamenti laser intelligenti combinati
- Riducono al minimo i tempi di riposo e incrementano la soddisfazione del paziente
- Danno risultati che conferiscono un aspetto naturale e la tipica luminosità di Fotona
- Offrono pacchetti di trattamento di alta qualità e valore
- Personalizzano i protocolli secondo età e tipi di pelle diversi

Suggerimento:

Non limitare la pratica a procedure unidimensionali. Combina le tecnologie per massimizzare i risultati e la soddisfazione del paziente.

Trattamento tipico Fotona4GLOW™

2 laser. 4 passaggi. 1 luminosità perfetta.

Trattamento laser stacking minimamente invasivo, concepito per migliorare la pigmentazione, la texture, il tono e la compattezza della pelle con tempi di recupero minimi.

Protocollo di trattamento:

Passaggio n. 1: Tonificazione per migliorare i pigmenti e il tono generale della pelle con StarWalker® PICO Pro

Passaggio n. 2: FRAC3® per stimolare il rimodellamento del collagene e la neocollagenesi, ridurre i rossori e perfezionare le imperfezioni della pelle grazie a Dynamis® Max

Passaggio n. 3: PIANO per riscaldare in profondità e uniformemente, per rassodare e ringiovanire efficacemente la pelle con Dynamis® Max

Passaggio n. 4: FracTAT® per migliorare la consistenza della pelle e (rimuovere) aumentare la luminosità della pelle con StarWalker® PICO Pro

Perché Fotona4GLOW™?

- Tutto in meno di 30 minuti
- Efficace sui molteplici segni dell'invecchiamento del viso (tono, texture, linee sottili, lassità e luminosità)
- Trattamento 4 in 1 per risultati ottimali
- Adatto per tutti i tipi di pelle
- Ideale per il ringiovanimento preventivo e il ringiovanimento

Prima e dopo



Prima



Dopo

Per gentile concessione di Fotona



Prima



Dopo

Per gentile concessione di Fotona

Che cosa dicono i medici?



“Combinare i sistemi Dynamis® e StarWalker® non significa soltanto utilizzare due laser. Significa trattare la pelle come un sistema completo. StarWalker® è efficace soprattutto grazie agli effetti fotoacustici. Riduce la pigmentazione e migliora la qualità generale della pelle tramite la rottura ottica indotta dal laser, con uno stress termico minimo sui tessuti. Dynamis® offre un rimodellamento termico controllato, ottenendo il rassodamento dei tessuti, rimodellando le strutture cutanee più profonde e consentendo il resurfacing dei tessuti con il massimo livello di precisione. Quando questi due sistemi vengono utilizzati insieme, i trattamenti diventano più sicuri, i tempi di recupero si riducono e i risultati sono più uniformi e superiori. Da ricordare che non si tratta di una sovrapposizione di dispositivi. Si tratta di sinergia basata sulla fisica”.

Dott. Lucas Chia

Scegli la tua combinazione a due piattaforme

Piattaforme Dynamis®

- Dynamis® Max
- SP Dynamis® Nx Line
- SP Dynamis®



Piattaforme StarWalker®

- StarWalker® PICO Pro
- StarWalker® MaQX
- StarWalker® MaXQ Pro
- StarWalker® PQX



Scansiona il codice QR per maggiori informazioni, inclusi i workshop e i webinar.



Fotona[•]
choose perfection

www.fotona.com
Info@fotona.com