



FotonaSMILE

Laser Dental Aesthetics

Una nuova era nell'odontoiatria estetica laser

Perché i dentisti e le dentiste scelgono FotonaSMILE:

- Amplia l'offerta dei trattamenti estetici dentali e facciali
- Promuove un posizionamento e prezzi di elevata qualità
- Migliora l'efficienza clinica e il comfort di ogni paziente
- Distingue la pratica
- Forte potenziale di ROI

Fotona[•]
choose perfection

I 7 segreti di FotonaSMILE

Un sorriso perfetto non è fatto solo di denti sani: è un insieme di equilibrio, simmetria e maestria.

FotonaSMILE mette a tua disposizione sette trattamenti laser minimamente invasivi e clinicamente convalidati, tutti basati sulla piattaforma LightWalker®. Concepito per trattare sia i tessuti duri, sia quelli molli della regione orale e periorale, offre la precisione e la versatilità per creare sorrisi che completino davvero le caratteristiche uniche di ogni paziente.

● SEGRETO 1 Sbiancamento dei denti TouchWhite®

Offri sorrisi più luminosi, garantendo il massimo comfort a ogni paziente. A differenza di altri laser, la lunghezza d'onda Er:YAG di Fotona viene totalmente assorbita dal gel, quindi non penetra nel dente o nella polpa, e risulta più delicata e sicura.



Prima



Dopo

Per gentile concessione di
Linhlan Nguyen, BDS, MSc

● SEGRETO 2 LipLase® Natural Lip Plumping

La produzione di collagene stimolata dal laser - minimamente invasiva - migliora il volume, la definizione e l'idratazione delle labbra in modo naturale, senza l'utilizzo di aghi o sostanze iniettabili.



Prima



Dopo

Per gentile concessione di
Phang Hui Jing, BDS, MSc

● SEGRETO 3 Depigmentazione gengivale

Consigue unas encías uniformes y de aspecto saludable de forma rápida y cómoda. Este tratamiento estético dental elimina las manchas oscuras de melanina en las encías con un tiempo de recuperación mínimo, por lo que se consigue una sonrisa más brillante y uniforme.



Prima



Dopo

Per gentile concessione di
Rita El Feghali, DDS, MSc

- **SEGRETO 4**
Ringiovanimento facciale intraorale SmoothLiftin™

Ringiovanisci la pelle dall'interno all'esterno. SmoothLiftin™ stimola il rimodellamento del collagene per rassodare la pelle, ammorbidire le pieghe naso-labiali e ripristinare l'armonia giovanile del viso, il tutto senza sostanze iniettabili.



Prima



Dopo

Per gentile concessione di
Linhlan Nguyen, BDS, MSc

- **SEGRETO 5**
Gengivectomia e allungamento della corona

La gengivectomia rimuove o rimodella il tessuto gengivale in eccesso, utilizzando il laser Er:YAG o Nd:YAG, migliorando la salute orale e l'estetica del sorriso. Ideale per correggere un sorriso gengivale o preparare i denti per restauri. L'allungamento della corona rimodella il tessuto gengivale e osseo per esporre una maggiore struttura dentale, supportando le procedure di restauro e migliorando l'estetica.



Prima



Dopo

Per gentile concessione di
Alexandra Marques, DDS, MSc

- **SEGRETO 6**
Gestione delle lesioni cutanee e mucose

Dalle lesioni vascolari al trattamento dell'herpes, LightWalker® consente una terapia efficiente dei tessuti molli con eccellenti risultati estetici. L'energia del laser Nd:YAG coagula i vasi sanguigni, riducendo le lesioni e senza danneggiare il tessuto circostante. Il laser Er:YAG evapora delicatamente le lesioni superficiali non vascolari.

Trattamento dell'Herpes



Prima



Dopo

Per gentile concessione di
Jason Pang, BDS, BSc, MSc

- **SEGRETO 7**
Debonding ceramico

Rimuovi apparecchi ortodontici in ceramica, faccette o corone in modo sicuro ed efficiente, proteggendo lo smalto. Il debonding laser riduce le procedure e migliora notevolmente il comfort di ogni paziente rispetto alle tecniche meccaniche convenzionali.



Prima



Dopo

Per gentile concessione di
Rita El Feghali, DDS, MSc

La forza dietro FotonaSMILE — LightWalker®

La piattaforma LightWalker® di Fotona combina le lunghezze d'onda Er:YAG e Nd:YAG in un unico sistema versatile, concepito specificamente per gli studi dentistici moderni. Grazie alle preimpostazioni per oltre 80 applicazioni, supporta procedure sia sui tessuti duri, sia su quelli molli con precisione straordinaria e facilità d'utilizzo.

Perché le dentiste e i dentisti leader scelgono LightWalker®:

- Un dispositivo, varie procedure per generare ricavi
- Trattamenti minimamente invasivi, preferiti da ogni paziente
- Risultati clinici affidabili e supportati dalla ricerca
- Flusso di lavoro intuitivo per un utilizzo rapido
- Forte differenziazione nell'odontoiatria estetica

FotonaSMILE trasforma l'odontoiatria, che da cura funzionale diventa estetica completa del sorriso, in modo sicuro, efficiente e redditizio. Grazie alla tecnologia laser LightWalker®, consente a ogni professionista che guarda al futuro di ampliare le possibilità di trattamento e di migliorare la pratica clinica quotidiana.

Scansiona per maggiori informazioni

