

FotonaSMILE

Laser Dental Aesthetics



Uma nova era da medicina dentária estética a laser

Porque é que os dentistas escolhem a FotonaSMILE:

- Expande a oferta de tratamentos estéticos dentários e faciais
- Permite um posicionamento e política de preços de excelência
- Melhora a eficiência clínica e o conforto dos pacientes
- Distingue a sua clínica
- Elevado potencial de retorno do investimento

Fotona[•]
choose perfection

Os 7 segredos da FotonaSMILE

Um sorriso perfeito vai além de dentes saudáveis — trata-se de equilíbrio, simetria e arte.

O FotonaSMILE reúne sete tratamentos laser minimamente invasivos, clinicamente validados, ao seu alcance, todos alimentados pela plataforma LightWalker®. Concebida para atuar em tecidos duros e moles nas regiões oral e perioral, oferece a precisão e versatilidade necessárias para criar sorrisos que complementam as características únicas de cada paciente.

● SEGREDO 1 Branqueamento dentário TouchWhite®

Proporcione sorrisos mais brilhantes, garantindo sempre o máximo conforto para o paciente. Ao contrário de outros lasers, o comprimento de onda Er:YAG da Fotona é totalmente absorvido pelo gel, não penetrando no dente nem na polpa, o que o torna mais suave e seguro.



Antes



Depois

Cortesia de Linhlan Nguyen, BDS, MSc

● SEGREDO 2 Volume labial natural com LipLase®

A produção de colagénio estimulada pelo laser, de forma minimamente invasiva, aumenta naturalmente o volume, a definição e a hidratação dos lábios, sem recurso a agulhas ou injetáveis.



Antes



Depois

Cortesia de Phang Hui Jing, BDS, MSc

● SEGREDO 3 Despigmentação gengival

Crie gengivas uniformes e com um aspeto saudável, de forma rápida e confortável. Este tratamento estético dentário remove manchas escuras de melanina nas gengivas com um tempo de recuperação mínimo, resultando num sorriso mais luminoso e uniforme.



Antes



Depois

Cortesia de Rita El Feghali, DDS, MSc

● SEGREDO 4

Rejuvenescimento facial intraoral SmoothLiftin™

Rejuvenesça a pele de dentro para fora. O SmoothLiftin™ estimula a remodelação do colagénio para tonificar a pele, suavizar os sulcos nasolabiais e restaurar a harmonia facial jovem— tudo sem recorrer a injetáveis.



Antes



Depois

Cortesia de Linhlan Nguyen, BDS, MSc

● SEGREDO 5

Gengivectomia e alongamento coronário

A gengivectomia remove ou remodela o excesso de tecido gengival utilizando o laser Er:YAG ou Nd:YAG, melhorando a saúde oral e a estética do sorriso. É ideal para corrigir um sorriso gengival ou preparar os dentes para restaurações. O alongamento coronário remodela o tecido gengival e ósseo para expor uma maior estrutura dentária, apoiando procedimentos restauradores e melhorando a estética.



Antes



Depois

Cortesia de Alexandra Marques, DDS, MSc

● SEGREDO 6

Tratamento de lesões cutâneas e da mucosa oral

Desde lesões vasculares ao tratamento do herpes, a LightWalker® permite uma terapia eficiente dos tecidos moles com excelentes resultados estéticos. A energia do laser Nd:YAG coagula os vasos sanguíneos, reduzindo as lesões sem danificar o tecido circundante. O laser Er:YAG evapora suavemente as lesões superficiais não vasculares. El láser Er:YAG evapora suavemente las lesiones superficiales no vasculares.

Tratamento da Herpes



Antes



Depois

Cortesia de Jason Pang, BDS, BSc, MSc

● SEGREDO 7

Remoção de cerâmica

Remova brackets cerâmicos, facetas ou coroas de forma segura e eficiente, protegendo o esmalte dentário. A remoção por laser reduz a duração dos procedimentos e melhora significativamente o conforto do paciente em comparação com as técnicas mecânicas convencionais.



Antes



Depois

Cortesia de Rita El Feghali, DDS, MSc

A potência por detrás da FotonaSMILE – LightWalker®

A plataforma LightWalker® da Fotona combina os comprimentos de onda Er:YAG e Nd:YAG num sistema versátil concebido especificamente para clínicas dentárias modernas. Com predefinições para mais de 80 aplicações, permite realizar procedimentos em tecidos duros e moles com precisão excecional e facilidade de utilização.

Porque é que os principais médicos dentistas escolhem o LightWalker®:

- Um dispositivo, múltiplos procedimentos geradores de receita
- Tratamentos minimamente invasivos que os pacientes preferem
- Resultados clínicos fiáveis, sustentados por evidências científicas
- Fluxo de trabalho intuitivo para uma adoção rápida
- Forte diferenciação na medicina dentária estética

O FotonaSMILE eleva a medicina dentária de cuidados funcionais para uma abordagem abrangente da estética do sorriso – de forma segura, eficiente e rentável. Potenciada pela tecnologia laser LightWalker®, permite aos profissionais visionários expandir a possibilidades de tratamento e elevar o nível da sua prática clínica diária.

Digitalize para mais informações

