



FotonaSMILE

Laser Dental Aesthetics

Una nueva era en la odontología estética con láser

Por qué los dentistas eligen FotonaSMILE:

- Amplía la oferta de tratamientos estéticos dentales y faciales
- Refuerza un posicionamiento y la fijación de unos precios premium
- Mejora la eficiencia clínica y el confort del paciente
- Marca la diferencia en tu consulta
- Gran potencial de retorno de la inversión

Fotona[®]
choose perfection

Los 7 secretos de FotonaSMILE

Una sonrisa perfecta va más allá de unos dientes sanos, es: equilibrio, simetría y arte.

FotonaSMILE pone a tu alcance siete tratamientos láser mínimamente invasivos y clínicamente validados, todos en la plataforma LightWalker®. Diseñado para abordar tejidos duros y blandos en la zona oral y perioral, te aporta la precisión y versatilidad para conseguir resultados que se adaptan a las características únicas de cada paciente.

● SECRETO 1 Blanqueamiento de dientes TouchWhite®

Consigue sonrisas más luminosas con el máximo confort para el paciente. Al contrario de otros láseres, la longitud de onda Er:YAG de Fotona se absorbe completamente en el gel, por lo que no penetra en el diente ni en la pulpa, por lo que es una opción más suave y segura.



Antes



Después

Cortesía de Linhlan Nguyen, BDS, MSc

● SECRETO 2 Aumento natural de labios LipLase®

Minimally-invasive laser-stimulated collagen production enhances lip volume, definition and hydration naturally, without the use of needles or injectables.



Antes



Después

Cortesía de Phang Hui Jing, BDS, MSc

● SECRETO 3 Despigmentación de las encías

Consigue unas encías uniformes y de aspecto saludable de forma rápida y cómoda. Este tratamiento estético dental elimina las manchas oscuras de melanina en las encías con un tiempo de recuperación mínimo, por lo que se consigue una sonrisa más brillante y uniforme.



Antes



Después

Cortesía de Rita El Feghali, DDS, MSc

● SECRETO 4

Rejuvenecimiento facial intraoral SmoothLiftin™

Rejuvenece la piel desde dentro hacia fuera. SmoothLiftin™ estimula la remodelación del colágeno para tensar la piel, suavizar los pliegues nasolabiales y restaurar la armonía facial juvenil, todo ello sin inyectables.



Antes



Después

Cortesía de Linhlan Nguyen, BDS, MSc

● SECRETO 5

Gingivectomía y alargamiento coronario

La gingivectomía elimina o remodela el exceso de tejido gingival mediante láser Er:YAG o Nd:YAG, por lo que mejora la salud oral y la estética de la sonrisa. Ideal para corregir la sonrisa gingival o preparar los dientes para tratamientos restauradores. El alargamiento coronario remodela el tejido gingival y óseo para exponer más estructura dental, lo que apoya los procedimientos de restauración y mejora la estética.



Antes



Después

Cortesía de Alexandra Marques, DDS, MSc

● SECRETO 6

Tratamiento de lesiones cutáneas y mucosas

Desde lesiones vasculares hasta el tratamiento del herpes, LightWalker® permite realizar terapias de tejidos blandos de forma eficiente y con excelentes resultados estéticos. La energía del láser Nd:YAG coagula los vasos sanguíneos, lo que reduce las lesiones sin dañar el tejido de alrededor. El láser Er:YAG evapora suavemente las lesiones superficiales no vasculares.

Tratamiento del Herpes



Antes



Después

Cortesía de Jason Pang, BDS, BSc, MSc

● SECRETO 7

Desadherencia de cerámica

Retira brackets cerámicos, carillas o coronas de forma segura y eficiente, protegiendo el esmalte. La desadherencia láser acorta los procedimientos y mejora significativamente el confort del paciente en comparación con las técnicas mecánicas convencionales.



Antes



Después

Cortesía de Rita El Feghali, DDS, MSc

La potencia detrás de FotonaSMILE – LightWalker®

La plataforma LightWalker® de Fotona combina las longitudes de onda Er:YAG y Nd:YAG en un sistema versátil diseñado específicamente para las clínicas dentales modernas. Con ajustes preestablecidos para más de 80 aplicaciones, admite procedimientos tanto en tejidos duros como blandos con una precisión y facilidad de uso excepcionales.

Por qué los mejores dentistas eligen LightWalker®:

- Un dispositivo, múltiples procedimientos generadores de ingresos
- Tratamientos mínimamente invasivos que prefieren los pacientes
- Resultados clínicos de confianza respaldados por estudios
- Flujo de trabajo intuitivo para una rápida adopción
- Fuerte diferenciación en odontología estética

FotonaSMILE mejora la odontología, pasando de ser un cuidado funcional a una estética integral de la sonrisa, de forma segura, eficaz y rentable. Gracias a la tecnología láser LightWalker®, permite a los profesionales más innovadores ampliar las posibilidades de tratamiento y mejorar la práctica clínica diaria.

Escanea para más información

